



Solutions
DE TRAITEMENT DE L'EAU

STA-CLEAN® ANTIMICROBIAL TABLETS



- Élimine les odeurs et les débordements des collecteurs de condensat des climatiseurs
- Élimine les accumulations dans les collecteurs et les conduites d'évacuation
- Assainisseur antimicrobien et bactéricide efficace



stateindustrial.com

Care For Work Environments®



STA-CLEAN®

ANTIMICROBIAL TABLETS

APERÇU DU PRODUIT :

TRAITEMENT COMPLET

Sta-Clean® Antimicrobial Tablets est un traitement sous forme de comprimés prémesurés qui sont sécuritaires et faciles à utiliser dans les collecteurs et les conduites d'évacuation de condensat des appareils de climatisation.

Sta-Clean Antimicrobial débloquent les conduites d'évacuation de condensat et aidera à maintenir une bonne circulation dans ces conduites d'évacuation ainsi que dans les collecteurs. Utilisez Sta-Clean Antimicrobial pour prévenir les débordements des collecteurs de condensat, empêchant ainsi d'éventuels dommages aux murs, plafonds, planchers, meubles et tapis.

TUE ET CONTRÔLE LES PROLIFÉRATIONS

Tout endroit de collecte de condensat ou d'eau devient un lieu de reproduction pour un large spectre de bactéries nuisibles. La formule puissante de Sta-Clean éliminera, contrôlera et prévendra la prolifération d'encrassement et de boues résiduelles.

ÉLIMINE LES ODEURS

Sta-Clean Antimicrobial Tablets ne disperse pas uniquement les matières solides pour leur évacuation au drain, il élimine également les odeurs d'eau désagréables. Les odeurs sont éliminées sans l'utilisation de chlore ou la production de vapeurs nocives.

ÉCONOMIQUE

Sta-Clean Antimicrobial Tablets a été conçu pour être un traitement économique en matière de main-d'œuvre et de coût. Les comprimés recouvrent le collecteur d'une fine pellicule pour une action nettoyante directe et prolongée. L'action résiduelle maintient les collecteurs exempts de biofilms et d'odeurs durant quatre à six mois.

UTILISATION FACILE

Sta-Clean Antimicrobial Tablets consiste en des comprimés prémesurés et simples à utiliser. Il suffit de déposer Sta-Clean Antimicrobial dans le collecteur pour qu'il s'active immédiatement.

POLYVALENT

Sta-Clean Antimicrobial Tablets peut être utilisé dans un large éventail d'installations et d'applications. Consultez l'étiquette du produit pour obtenir la liste complète des applications.

MODE D'EMPLOI :

BACS DE RÉCEPTEUR DE CONDENSAT À la première application, afin d'éliminer toute accumulation intense, utiliser au moins deux comprimés Sta-Clean pour chaque volume de 3 tonnes (36 000 BTU). Puis, placer mensuellement un comprimé pour chaque volume de 3 tonnes dans le bac. Placer le comprimé de manière à ce que l'humidité s'égoutte ou passe sur le comprimé pour une action nettoyante prolongée et efficace. Dans les plus grands appareils, répéter le dosage mentionné ci-dessus en effectuant au préalable les directives de la première application pour chaque volume de 3 tonnes.

Ce produit offre une gamme polyvalente d'applications afin de répondre à divers besoins. Pour des directives et caractéristiques d'emploi détaillées, veuillez consulter l'étiquette du produit.

DONNÉES TECHNIQUES :

ASPECT : comprimé blanc

INGRÉDIENTS ACTIFS :

chlorure de n-alkyl diméthyl benzyl ammonium.....40 %
Ingrédients inertes 60 %

NO D'ENREGISTREMENT EPA : 507-2-70799

No d'établissement EPA : 38104-TX-1

Les comprimés Sta-Clean Antimicrobial sont efficaces contre les biofilms et les résidus, empêchant ainsi les odeurs causées par leurs accumulations.

EMBALLAGE

129216

12 comprimés/caisse de 6

CONTACTEZ-NOUS

 stateindustrial.com

 support@stateindustrial.com

 1.866.747.2229

 5915 Landerbrook Drive, Mayfield Heights, OH 44124

